

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd79A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11912

Número de artículo: CM0003404



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD79a humano (MB-1, Ig-alfa) para WB, IHC-P, ELISA. Peso de la proteína 25kDa. Uso en investigación para la señalización del receptor de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD79a Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha; CD79a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	973
GeneID	973
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11912
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo