

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd79A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11912

Número de artículo: CM0015145



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra CD79a recombinante (aa 165-225). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Detecta una proteína de ~25kDa. Ideal para investigación en señalización del receptor de células B e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD79a pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha; CD79a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	973
GeneID	973
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-225 del CD79a humano (NP_001774.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11912
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo