

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd79B Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P40259

Número de artículo: CM0006369



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-CD79B validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Detecta CD79B humano (14/26 kDa) derivado de inmunógeno recombinante. Adecuado para investigación en la señalización del receptor de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD79B mAb de conejo
Observaciones/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; molécula CD79b
Especie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-159 de CD79B humano (NP_000617.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso Molecular de Proteína	14kDa/26kDa
Envío	Bolsa de hielo