

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd79B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Número de artículo: CM0002803



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD79B validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta CD79B humano y de ratón (Ig-beta, B29), una proteína de señalización del receptor de células B esencial para la inmunidad. Adecuado para estudios de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD79B
Observaciones/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	974
ID del gen	974
Inmunógeno	Péptido sintético. Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 130-229 del CD79B humano (NP_000617.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P40259
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo