

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd79B (B29, Ig-Beta) Para Wb, If, Fc, Elisa - P15530

Número de artículo: CM0006866



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para CD79b de ratón (B29, Ig-beta), confirmado para WB, IF, FC, ELISA. Detecta una banda de ~25 kDa; reacción cruzada con rata. Ideal para estudios de receptores de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb anti-CD79b de conejo
Observaciones/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	974
GeneID	15985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-158 de CD79b de ratón (NP_032365.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P15530
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo