

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd79B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40259

Número de artículo: CM0018904



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD79B humano (B29, Igbeta, AGM6). Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización del receptor de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD79B
Observaciones/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 130-229 de CD79B humano (NP_000617.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40259
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo