

Anti-Cd79B Conejo Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Número de artículo: CM0006428



Introducción

CD79B Conejo PolymAb® es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD79B humano, validado en WB, IF-P, IHC-P, ELISA, y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la señalización del receptor de células B y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD79B Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	974
GeneID	974
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 130-229 del CD79B humano (NP_000617.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40259
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo