

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd80 Para Wb, Fc, Elisa - P33681

Número de artículo: CM0006939



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-CD80 de alta calidad validado para Western Blot, Citometría de Flujo y ELISA. Específico para CD80 humano, una molécula coestimuladora crítica de células T. Adecuado para investigación en inmunología e inmunoncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD80
Observaciones/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécula CD80
Especie	Humano
GeneID	941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-242 del CD80 humano (NP_005182.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso Molecular de la Proteína	18kDa/29kDa/33kDa
Envío	Bolsa de hielo