

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd80 Para Wb, Fc, Elisa - Q00609

Número de artículo: CM0007285



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD80 de ratón, validado para WB, FC, ELISA. Reconoce CD80 humano y de ratón. Adecuado para la activación de células T y la investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD80 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17; CD80
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	941
GeneID	12519
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-245 del CD80 de ratón (NP_033985.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q00609
Peso Proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo