

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd80 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33681

Número de artículo: CM0024289



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD80 de alta calidad validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reconoce CD80 (B7-1) humano, de ratón y de rata, una molécula coestimuladora clave para la activación de células T. Ideal para investigación en inmunología e inmunooncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD80 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1, CD80
Especie	Humano
GeneID (Humano)	941
GeneID	941
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CD80 humano (NP_005182.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33681
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo