


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd81 Para Wb, Elisa - P35762

Número de artículo: CM0020856



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD81 de ratón (TAPA-1, Tspan28), validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para estudios de señalización de células inmunes, biología de tetraspáninas e interacciones huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD81 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Tapa1; Tapa-1; Tspan28; CD81
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	975
ID de Gen (Ratón)	12520
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 106-211 del CD81 de ratón (NP_598416.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P35762
Peso Proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo