


Polimab® Anti-Cd81 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60033

Número de artículo: CM0004298



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra el CD81 humano (TAPA1/TSPAN28). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar microdominios enriquecidos en tetraspaninas, señalización de células B y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PolimAb® Anti-CD81 de Conejo
Observaciones/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	975
ID del Gen	975
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 114-199 del CD81 humano (NP_004347.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60033
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo