

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd82 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27701

Número de artículo: CM0020131



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD82 (KAI1/TSPAN27), un supresor de metástasis y tetraspanina. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en cáncer y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD82 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3732
GeneID	3732
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del CD82 humano (NP_002222.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27701
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo