

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd82 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P27701

Número de artículo: CM0007884



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD82 validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta el supresor de metástasis CD82 humano y de ratón, una tetraspanina implicada en la adhesión celular, migración y señalización. Ideal para la investigación del cáncer y la inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	CD82 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
Especie	Humano
ID de Gen	3732
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 168-267 del CD82 humano (P27701)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P27701
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo