

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd83 Para Wb, Elisa - Q01151

Número de artículo: CM0007677



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD83 humano, una glicoproteína transmembrana presente en las células inmunitarias, adecuado para aplicaciones de investigación mediante WB y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD83 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BL11; HB15; CD83
Especie	Humano
GeneID (humano)	9308
GeneID	9308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-143 de CD83 humano (NP_004224.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q01151
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo