

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd83 Para Wb, If-P, Elisa - Q01151

Número de artículo: CM0007831



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína CD83 humana, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre respuesta inmune y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD83 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BL11; HB15; CD83
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	9308
ID del Gen	9308
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la proteína CD83 humana (Q01151).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01151
Peso de la Proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo