


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd84 Para Wb Y Elisa - Q9Uib8

Número de artículo: CM0007321



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD84 (SLAMF5) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige al dominio extracelular; es adecuado para estudios de señalización celular inmune y estudios funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD84 mAb de conejo
Observaciones/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Especie	Humano
ID del Gen	8832
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 246-345 del CD84 humano (Q9UIB8)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo