


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd84 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Uib8

Número de artículo: CM0004272



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a CD84 (SLAMF5), diseñado para aplicaciones de WB, IF/ICC, FC y ELISA. Reacciona específicamente con CD84 humano, un receptor de células inmunes de 39 kDa importante para estudios de señalización y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD84 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Especie	Humano
ID de Gen	8832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-225 del CD84 humano (NP_001171808.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo