


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd84 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uib8

Número de artículo: CM0026690



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el CD84 humano (SLAMF5). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para estudiar la activación de células inmunes, la señalización de la familia SLAM y la biología de las células progenitoras hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD84 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8832
GeneID	8832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-225 del CD84 humano (NP_003865.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UIB8
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo