


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd85j Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhl6

Número de artículo: CM0024525



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD85j (LILRB1), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas. Una herramienta esencial para la regulación inmune y la investigación de receptores inhibidores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD85j pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; CD85j
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10859
ID de Gen	10859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-458 del CD85j humano (NP_006660.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHL6
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo