


Anticuerpo Policlonico Anti-Cd86 (B7-2) Para Wb, If/Icc, Elisa - P42081

Número de artículo: CM0013827



Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo contra CD86 (B7-2) humano, validado para western blotting, inmunofluorescencia y ELISA. Adecuado para aplicaciones de investigación en activación de linfocitos T e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CD86 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Especie	Humano
GeneID (humano)	942
GeneID	942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-133 de CD86 humano (NP_787058.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42081
Peso Molecular	38kDa
Envío	Bolsa de hielo