


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd86 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P42081

Número de artículo: CM0002784



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo tiene como diana la proteína CD86 humana (B7-2, LAB72), una molécula coestimuladora presente en las células presentadoras de antígenos. Validado para WB, IF/ICC, FC y ELISA, es ideal para investigaciones sobre activación inmune y puntos de control.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD86 Rabbit mAb
Notas / Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	942
ID del gen	942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-241 de la CD86 humana (NP_787058.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P42081
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo