


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd86 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P42081

Número de artículo: CM0023954



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD86 validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P y ELISA. Ideal para el estudio de la costimulación de linfocitos T, vías CD28/CTLA4 y mecanismos de entrada viral. Reacciona con CD86 de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD86 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Especie	Humano
GeneID (Humano)	942
GeneID	942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-133 de CD86 humano (NP_787058.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42081
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo