


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd89 Para Citometría De Flujo - P24071

Número de artículo: CM0009013



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD89 humano conjugado con , validado para citometría de flujo con reactividad contra muestras humanas. Objetivo: receptor Fc de inmunoglobulina alfa (FCAR, FcalphaRI, 32 kDa).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD89 mAb
Observaciones/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2204
ID de Gen	2204
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P24071
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo