


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd89 Para Citometría De Flujo - P24071

Número de artículo: CM0009774



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD89 humano (FcαR), validado para citometría de flujo. Reacciona con muestras humanas, peso molecular 32kDa. Ideal para el estudio de respuestas inmunitarias mediadas por IgA. Enviado en bolsas de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-CD89 Humano mAb
Observaciones/Alias	CD89; FcαR; FcαRI; CTB-61M7.2
Especie	Humano
ID de Gen	2204
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-227 del CD89 humano (NP_001991.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P24071
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo