

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd8A Para Fc - P07725

Número de artículo: CM0008010

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 647 dirigido contra CD8a de rata para citometría de flujo (FC). Inmunógeno recombinante, reactivo con rata. Ideal para el análisis de células T CD8+, la fenotipificación de células inmunitarias y la investigación de linfocitos citotóxicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Rat CD8a mAb
Observaciones/Alias	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
Especie	Rata
GeneID (humano)	925
GeneID	24930
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-189 de CD8a de rata (NP_113726.1).
Origen	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P07725
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo