


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd8A Para Citometría De Flujo - P01732

Número de artículo: CM0009129



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD8a humano y de cinomolgo, validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de subconjuntos de linfocitos T CD8+ y respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb anti-CD8a humano/mono de conejo
Notas/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	925
ID del Gen	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 de CD8A humano (NP_001759.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (CF)
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso de la Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo