


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd8A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01732

Número de artículo: CM0018611



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo robusto contra CD8A humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con CD8A de ratón. Adecuado para la investigación de células T y la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CD8A pAb de conejo
Observaciones/alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Especie	Humano
GeneID (humano)	925
GeneID	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 de CD8A humano (NP_001759.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P01732
Peso molecular	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo