


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd8A Para Wb Y Elisa - P01731

Número de artículo: CM0018925



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD8A de ratón (Lyt-2), validado para Western blot y ELISA. Reconoce el correceptor de células T de 27 kDa, ideal para la investigación de la respuesta inmunitaria y de los linfocitos T citotóxicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD8A
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2; CD8A
Especie	Ratón
GeneID (humano)	925
GeneID (ratón)	12525
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD8A de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo