


Anti-Cd8A Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, Mihc - P01732 / P01731

Número de artículo: CM0004007



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo que se dirige al CD8A humano/ratón. Validado para WB, IF-P, IHC-P, mIHC y ELISA. Detecta CD8A en humano, ratón, rata y mono cinomolgus. Esencial para estudios de inmunología de células T e immuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	CD8A Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CD8A;CD8;Leu2;MAL;p32
Especie	Humano/Ratón
ID de gen (Humano)	925
ID de gen	925/12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 del CD8A humano (NP_001759.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono cinomolgus
SWISS	P01732/P01731
Peso proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo