

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8B Para Wb, Fc, Elisa - P10966

Número de artículo: CM0006814

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD8 β humano (CD8B, LYT3) validado para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Adecuado para inmunología de células T e investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD8 β
Observaciones/Alias	LY3, P37, LEU2, LYT3, Ly-3, CD8B1, CD8beta, CD8 β
Especie	Humano
GenelD (humano)	926
GenelD	926
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-170 de CD8B humano (NP_004922.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10966
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo