


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd9 Para Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa - P21926

Número de artículo: CM0007016



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD9 validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, citometría de flujo y ELISA; detecta la tetraspanina CD9 humana involucrada en la adhesión celular, la fusión espermato-óvulo y la activación plaquetaria. Para uso investigativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb CD9 de conejo
Observaciones/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	928
ID del gen	928
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21926
Peso proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo