

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd90.1 Para Wb, Elisa - P01831

Número de artículo: CM0020585

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD90.1 (Thy1.1) de ratón para aplicaciones WB y ELISA. Dirige contra la glicoproteína de membrana Thy-1 anclada a GPI, involucrada en la adhesión celular y la sinaptogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD90.1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; CD90.1
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	7070
ID del gen (Ratón)	21838
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-120 de CD90.1 de ratón (NP_033408.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01831
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo