

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd90.2 Para Elisa, Fc - P01831

Número de artículo: CM0011743

Introducción

Anticuerpo monoclonal (mAb) de conejo CD90.2 validado para ELISA y citometría de flujo (FC). Reconoce la glicoproteína de membrana Thy-1 de ratón (P01831). Ideal para aplicaciones de investigación en inmunología y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CD90.2
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	7070
GenelD (Ratón)	21838
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de ratón.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	ELISA, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01831
Peso proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo