

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd90/Thy1 Para Fc - P04216

Número de artículo: CM0004225

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC dirigido a CD90/Thy1 humano, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para el análisis de expresión de CD90 en superficie celular en investigación de inmunología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb APC de conejo anti-CD90/Thy1 humano
Observaciones/Alias	CD90; CDw90
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7070
GeneID	7070
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 20-130 de CD90/Thy1 humano)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso de la Proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo