

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd90/Thy1 (Validado Por Kd) Para Wb, Fc Y Elisa - P04216

Número de artículo: CM0007282

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta calidad contra CD90/Thy1 humano (P04216), validado por KD. Ideal para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Permite investigar las interacciones célula-célula y la sinaptogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD90/Thy1 Rabbit mAb [validado por KD]
Observaciones/Alias	CD90; CDw90; CD90/Thy1 [validado por KO/KD]
Especie	Humano
GeneID (humano)	7070
GeneID	7070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-130 de CD90/Thy1 humano (NP_006279.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04216
Peso molecular de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo