

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd90/Thy1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01831

Número de artículo: CM0008305

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD90/Thy1 para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reconoce el antígeno Thy-1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de neurociencia y de membrana celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD90/Thy1 mAb de conejo
Observaciones/alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	7070
GeneID	21838
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-130 de CD90/Thy1 de ratón (NP_033408.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P01831
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo