

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd90/Thy1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04216

Número de artículo: CM0021221

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD90/Thy1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la glicoproteína de membrana Thy-1 endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones en neurociencia e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD90/Thy1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Especie	Humana
GeneID (humano)	7070
GeneID	7070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-130 de CD90/Thy1 humano (NP_006279.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P04216
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo