

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd93 Para If/Icc, Fc, Elisa - O89103

Número de artículo: CM0004083

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al CD93 de ratón (receptor C1q, Ly68) para IF/ICC, citometría de flujo y ELISA. Reacciona de forma cruzada con el CD93 humano. Ideal para el estudio de la fagocitosis, la inflamación y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD93 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	22918
GeneID	17064
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-181 del CD93 de ratón (NP_034870.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O89103
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo