

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd94 Para Fc - Q13241

Número de artículo: CM0005899



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD94 humano (KLRD1), conjugado con . Validado para citometría de flujo, adecuado para investigación de monitorización inmunitaria de células NK y células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anti-CD94 humano mAb de conejo
Observaciones/Alias	KLRD1; CD94; antígeno CD94 de células asesinas naturales
Especie	Humano
GeneID	3824
Inmunógeno	Proteína recombinante del CD94 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso proteico	17kDa/20kDa
Envío	Bolsa de hielo