


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd95 Para Elisa, Fc - P25446

Número de artículo: CM0006041



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra CD95/FAS de ratón (aa 22-169). Validado para ELISA y citometría de flujo. Reconoce el receptor FAS mediador de apoptosis en tejidos de ratón. Ideal para investigación en apoptosis e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD95
Observaciones/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Especie	Ratón
GeneID (humano)	355
GeneID	14102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-169 de CD95 (NP_032013.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	ELISA, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P25446
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo