


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd95/Fas () Para Citometría De Flujo - P25446

Número de artículo: CM0008887



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD95/FAS de ratón, conjugado directamente con para citometría de flujo. Adecuado para la investigación de apoptosis en tejidos de timo, hígado, pulmón y corazón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD95/FAS mAb
Observaciones/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	355
ID de Gen (Ratón)	14102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-169 del CD95/FAS de ratón. (NP_032013.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P25446
Peso Proteico	37KDa
Envío	Bolsa de hielo