

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd95/Fas Para Wb, If/Icc, Elisa - P25445

Número de artículo: CM0005642



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CD95/FAS humano (UniProt P25445). Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA, que apoya la investigación sobre apoptosis e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD95/FAS Rabbit mAb
Notas/Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	355
GeneID	355
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-173 de CD95/FAS humano (NP_000034.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P25445
Peso de la proteína	9-38 kDa
Envío	Bolsa de hielo