

## Anticuerpo Policlonal Anti-Cd96 Para Wb, Elisa - P40200

Número de artículo: CM0024294



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD96 humano (TACTILE), validado para WB y ELISA. Detecta CD96 en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión de células T y NK y las respuestas inmunitarias en fase tardía.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | pAb de Conejo anti-CD96                                                                                                             |
| Observaciones/Alias           | TACTILE; CD96                                                                                                                       |
| Especie                       | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)               | 10225                                                                                                                               |
| GeneID                        | 10225                                                                                                                               |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-370 del CD96 humano (NP_937839.1). |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS                         | P40200                                                                                                                              |
| Peso Molecular de la Proteína | 66kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |