

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd96 Para Wb, Fc, Elisa - P40200

Número de artículo: CM0007589



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD96 validado para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Reconoce CD96 humano, un receptor de adhesión de células T y NK involucrado en respuestas inmunitarias tardías. Adecuado para investigación sobre interacciones de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-CD96
Observaciones/Alias	Antígeno de superficie celular CD96; CD96
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10225
GeneID	10225
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-519 del CD96 humano (NP_937839.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40200
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo