


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd96/Tactile Para Fc, Elisa - Q3U0X8

Número de artículo: CM0004167



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD96/TACTILE de ratón. Validado para citometría de flujo (FC) y ELISA. Dirigido a la proteína de superficie de células T implicada en la adhesión de células NK. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD96/TACTILE
Observaciones/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10225
GeneID (Ratón)	84544
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-536 del CD96/TACTILE de ratón (NP_115854.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q3U0X8
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo