

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd97 (Adgre5) Para Wb Y Elisa - P48960

Número de artículo: CM0028383



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al CD97 humano (ADGRE5). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión y migración de leucocitos, y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD97 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD97; TM7LN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	976
GeneID	976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-435 del CD97 humano (NP_001775.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48960
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo