

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd97 () Para Citometría De Flujo - P48960

Número de artículo: CM0008164



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD97 humano conjugado con validado para citometría de flujo. Reacciona con el CD97 humano, un receptor acoplado a proteína G de adhesión leucocitaria implicado en la migración y la inflamación. Adecuado para investigación en IVD y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb anti-CD97 humano de conejo
Observaciones/Alias	CD97; TM7LN1
Especie	Humano
ID del Gen	976
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-398 del CD97 humano (NP_510966.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso Molecular	92kDa
Envío	Bolsa de hielo