

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd97 Para Wb, Elisa - P48960

Número de artículo: CM0007119



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD97 para aplicaciones de WB y ELISA. Específico para CD97 humano, un receptor acoplado a proteína G de adhesión implicado en la migración de leucocitos y respuestas inflamatorias. Peso molecular predicho: 92 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD97
Observaciones/Alias	CD97; TM7LN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	976
GeneID	976
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-398 del CD97 humano (NP_510966.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso Proteico	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo