

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd97 Para Wb, Elisa - Q9Z0M6

Número de artículo: CM0020489

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD97 de ratón (Adgre5), validado para WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la adhesión leucocitaria, la migración y las vías de señalización de GPCR en la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD97
Observaciones/Alias	Cd97; TM7LN1; CD97
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	976
ID de gen	26364
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-265 de CD97 de ratón. (NP_036055.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9Z0M6
Peso de la proteína	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo